

# ageLOC® Galvanic Body Spa

Prodigue jusqu'à 10 fois plus d'ingrédients ageLOC® à votre peau



## Positionnement ageLOC®

La science ageLOC® exclusive de Nu Skin® cible les arSuperMarkers – les principales sources du vieillissement.

## Aperçu du produit

Votre corps optimisé. Nu Skin® a découvert le futur des soins pour le corps grâce à l'ageLOC® Galvanic Body Spa. Grâce à son design ergonomique, le nouvel ageLOC® Galvanic Body Spa doté d'une technologie à impulsions démontre une véritable facilité d'utilisation et de manipulation. Il possède une surface conductrice ageLOC® pour le corps brevetée et conçue pour prodiguer 10 fois plus d'ingrédients ageLOC® à votre peau quand cet appareil est combiné à l'ageLOC® Body Shaping Gel. L'ageLOC® Galvanic Body Spa cible les sources principales du vieillissement tout en diminuant l'apparence de la graisse et de la cellulite, et en lissant la peau pour donner une apparence affinée et plus tonique. Il renferme des courants s'ajustant automatiquement, possède un écran éclairé et donne des indications auditives, ce qui en fait un appareil anti-âge pour le corps facile à utiliser.

La nouvelle technologie galvanique à impulsions en attente de brevet a été optimisée pour maximiser les effets anti-âge sur les bras, l'abdomen, les fesses et les cuisses. La peau du corps est plus épaisse et moins sensible, par conséquent, elle réagit mieux à un courant galvanique à impulsions. Ce courant aide également à stimuler, purifier et rafraîchir votre peau pour diminuer les signes visibles du vieillissement, pour une peau plus fine, plus lisse, visiblement plus jeune aujourd'hui et pour l'avenir.

## Public cible

### PRINCIPAUX MARCHÉS

- Les femmes et les hommes désirant un corps plus ferme, plus tonique et visiblement plus jeune.
- Les utilisateurs actuels de l'ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II et du Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.

### MARCHÉS SECONDAIRES

- Les femmes entre 25 et 65 ans soucieuses de leur image qui se rendent parfois dans un spa.
- Les femmes de tout âge ayant de la cellulite et/ou des signes de vieillissement sur le corps.

## Les bienfaits du produit

- Facilite la pénétration des ingrédients clés dans la peau.
- Le courant galvanique à impulsions optimisé permet de stimuler la peau, aide à purifier et à rafraîchir la peau et permet d'atténuer les signes visibles du vieillissement.
- Des recherches en laboratoire démontrent que les traitements prodigués avec des courants galvaniques favorisent l'assimilation d'ingrédients anti-âge pendant près de 24 heures.

## Caractéristiques optimisées

- **Réglage automatique selon votre type de peau** – libère la bonne intensité de courant pour un traitement plus efficace.
- **Ergonomie améliorée** - la nouvelle forme de l'ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçue pour mieux suivre les courbes du corps.
- **La surface conductrice ageLOC®** - une plus grande surface conductrice ageLOC® brevetée qui est capable de prodiguer jusqu'à 10 fois plus d'ingrédients ageLOC® à votre peau.

## Utilisation

Pour des résultats optimaux, utilisez l'ageLOC® Galvanic Body Spa avec l'ageLOC® Body Shaping Gel une fois par jour, trois jours par semaine sur les cuisses, les bras, les fesses et/ou l'abdomen. Lisez le manuel d'utilisation en entier avant de commencer votre traitement galvanique.

## Produits complémentaires

- ageLOC® Body Shaping Gel - Formulé pour travailler exclusivement avec les appareils Nu Skin® Galvanic Spa pour apporter les bienfaits anti-âge ageLOC® au corps, pour lisser l'apparence de la graisse et de la cellulite et aider à rafraîchir et purifier la peau tout en réduisant les signes visibles du vieillissement.
- ageLOC® Dermatic Effects - formulé scientifiquement pour prodiguer des bienfaits anti-âge ageLOC® au corps. Cette lotion hydratante et remodelante quotidienne contient des ingrédients qui aident à empêcher la production de graisse, à stimuler l'élimination des graisses et à prévenir l'apparition de la graisse et de la cellulite tout en lissant la peau.

## Questions fréquentes

Qu'est-ce qui fait l'exclusivité de l'ageLOC® Galvanic Body Spa ?

L'ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçu pour être utilisé en association avec l'ageLOC® Body Shaping Gel sur certaines zones du corps, non pas sur le visage. Cet appareil a été conçu pour cibler une surface plus grande grâce à la surface conductrice ageLOC® en attente de brevet qui capture 10 fois plus d'ingrédients clés entre la surface conductrice et la peau (comparé à la tête conductrice pour le corps). Deuxièmement, son design est plus ergonomique, ce qui permet une utilisation et une manipulation plus aisées de l'appareil pendant les traitements du corps. Troisièmement, l'ageLOC® Galvanic Body Spa et l'ageLOC® Body Shaping Gel ciblent des résultats finaux (p. ex., l'aspect de la cellulite, l'amincissement, la tonification, etc.) qui sont différents de ceux ciblés pour le visage. Pour finir, la peau du corps est plus épaisse et moins sensible, ce qui lui permet de mieux réagir à un courant galvanique à impulsions.

Quelle est la différence entre un courant galvanique à impulsions et un courant galvanique constant ?

Un courant galvanique constant a un flux continu. Il n'oscille pas et ne varie pas en amplitude. Un courant galvanique à impulsions varie entre deux niveaux différents pré-établis. Veuillez noter qu'ils sont très

différents des courants alternatifs (CA). Dans les courants alternatifs, la polarité fluctue entre les pôles positifs et négatifs. Un courant galvanique à impulsions est plus adapté pour le corps.

Quels sont les bienfaits de l'utilisation des courants galvaniques à impulsions sur le corps ?

Les courants (galvaniques) directs, qu'ils soient à impulsions ou non, peuvent contribuer à l'assimilation d'ingrédients clés de la même charge dans la peau en améliorant le flux osmotique. Ceci est encore plus important pour améliorer l'assimilation d'ingrédients clés dans des zones où la peau est plus épaisse. Des recherches supplémentaires ont démontré que le courant à impulsions améliore la vibration des fluides, qui à son tour, favorise une circulation saine. Les courants galvaniques à impulsions permettent de stimuler la peau et d'améliorer la communication cellulaire pour aider à purifier et rafraîchir la peau et contribuer à réduire les signes visibles du vieillissement de la peau. Les courants galvaniques à impulsions sont conçus de manière optimale pour être utilisés sur les parties du corps où la peau a besoin d'une meilleure vibration des fluides.

Quel est l'avantage d'utiliser une surface conductrice pour le corps avec des rainures ?

La surface conductrice ageLOC® rainurée en attente de brevet capture 10 fois plus d'ingrédients clés dans la zone critique située entre la surface conductrice et la peau (comparé à la tête conductrice pour le corps).

Quel genre de pression faut-il appliquer ?

Les appareils Galvanic Spa de Nu Skin® doivent être utilisés doucement avec une pression légère. Une pression plus élevée ne donnera pas plus de bienfaits. Les courants galvaniques font le travail pour vous.

L'ageLOC® Galvanic Body Spa peut-il être utilisé sur le visage ?

Non. L'ageLOC® Galvanic Body Spa n'a pas été conçu pour une utilisation sur le visage. Cet appareil a été conçu spécialement pour être utilisé sur le corps. Il traite facilement une plus grande surface, suit facilement les courbes du corps et lorsqu'il est combiné à l'ageLOC® Body Shaping Gel, il donne les résultats ciblés (p.ex., atténuer l'aspect de la cellulite, lisser la peau, amincir, tonifier, etc.). Il produit également un courant à impulsions qui correspond mieux aux différences structurelles et aux signes ciblés dans la zone traitée.

L'ageLOC® Galvanic Body Spa ne peut être utilisé que comme indiqué.

L'ageLOC® Galvanic Body Spa, l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® Dermatic Effects sont-ils des produits permettant de perdre du poids ?

Non, l'ageLOC® Galvanic Body Spa, l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® Dermatic Effects ne sont pas des produits permettant de perdre du poids. Les produits ageLOC® pour le corps ont été développés pour minimiser et lisser l'apparence de la cellulite, améliorer visiblement la fermeté de la peau et favoriser une apparence jeune de la peau.

**Info santé :** L'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est à utiliser uniquement sur une peau saine. Ne pas utiliser sur des plaies ou des blessures ouvertes, si vous souffrez d'inflammations de la peau, d'allergies au métal ou si vous avez une peau à problèmes ou très sensible. Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, portez un pacemaker ou un appareil similaire, êtes épileptique, avez un implant métallique, ou en cas de maladie.