

XII - L'ELECTO-OSMOSE

C'est la propriété que présente certains courant haute fréquence de faire pénétrer une substance aqueuse active à travers la peau. Il s'agit d'un transport électrolytique.

Une solution électrolytique (contenant des molécules capables de libérer les atomes qui la composent sous l'effet du courant électrique) est toujours conductrice d'électricité.

XIII - TABEAU DE SYNTHESE

L'appareil à haute fréquence s'utilise avant le modelage.
Il peut parfois être utilisé après celui-ci si la peau est rincée et lotionnée.

ELECTRODE	METHODE D'UTILISATION	EFFETS	INDICATIONS
Rouleau au <u>néon</u>	<u>Effluation</u> <u>pour faire pénétrer un</u> <u>sérum (ampoule)</u>	Calmant, décongestionnant	Peau à rougeurs, réactive, sensible, normale, sèche alipidique, déshydratée
Electrode en verre à vide partiel (violette) <u>Gaz raréfié</u>	<u>Etincelage direct</u> (champignon ou punctiforme)	Bactéricide, cicatrisant	Peau grasse, mixte, à imperfections
Electrode à quartz à vapeur de mercure (bleuté)	Etincelage direct	Microbicide, germicide	Peau à imperfection juvénile, grasse
Electrode saturatrice	Etincelage indirect La cliente tient l'électrode, l'esthéticienne travail manuellement	hyperémiant stimulant tonifiant raffermissant anti rides remodelant	Peau mixte grasse sèche alipidique déshydratée Peau atone ridée sénescence