

FICHE APPAREIL N°10 :

STERILISATEUR A FROID



Utilité → Décontaminer

Description

- Sac
- Panier de trempage
- Produit désinfectant et antiseptique
- Couvercle

Mode d'emploi

- Mélanger le produit désinfectant avec de l'eau
- Matériel sous l'eau claire
- Placer matériel dans le panier
- Plonger matériel dans le bac
- Temps selon le temps indiqué par le fabricant
- Sortir le panier avec gants d'usage unique
- Rincer le matériel à l'eau claire
- Changer le bain quotidiennement pour l'hygiène
- Surtout pinces et ciseaux