

COMPARAISON E>ONE / LUMEA

Le 19 mars 2010

	E>One	Lumea
On épile à chaque passage	6 cm ²	3 cm ²
Intervalle entre les séances	2 mois / 2 mois et demi (on peut faire des retouches à 3 semaines, mais pas avant)	15 jours
Efficacité	réelle, on peut le tester	risques de repousse paradoxale (c'est pourquoi on le déconseille sur le visage)
Utilisateurs	femmes, ado, hommes, voire enfants (une dizaine d'années si la séance est réalisée par un adulte)	"Cet appareil a été conçu pour être utilisé uniquement par les femmes..." (page 76) "n'est pas destiné à être utilisé par des hommes" "n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 14 ans" "les adolescentes de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'utilisation et/ou l'aide de leurs parents..." (page 77)
Zones à épiler	partout sauf le contour des yeux	"Cet appareil a été conçu pour être utilisé uniquement par les femmes pour éliminer les poils situés sur les zones du corps ci-dessous : - aisselles - maillot - jambes" (page 76). "Cet appareil est uniquement conçu pour l'élimination des poils féminins sur les zones situées en dessous du cou . Ne l'utilisez jamais à d'autres fins" (page 78) Les zones plus pigmentée et à proximité des muqueuses (donc maillot très échancré, anus) interdites car risques de brûlure .
Peau mate/marron/métisse	aucun problème	danger, risque de brûlure
Soleil	aucun problème Pour le soleil, après une séance avec le E>One, se protéger avec un indice protecteur habituel	"tous les types de bronzage peuvent influencer sur la sécurité du traitement qu'il s'agisse d'une exposition au soleil ou de méthode de bronzage artificiel..." (page 79) "pendant les deux semaines qui suivent le traitement, couvrez les zones traitées quand vous allez au soleil ou utilisez un écran total sans parfum" (page 85)
Rechargeable	non	Oui, recharger pendant 1,5 heures toutes les 15 minutes "Des batteries entièrement chargées permettent d'émettre au moins 150 flashes d'une intensité de 5, ce qui correspond à une autonomie de 15 minutes environ" (page 88). "Une charge complète prend jusqu'à 1,5 heure" (page 81) <u>Rappel : 150 flashes = 75 flashes avec le E>One donc avec le Luméa, on épile 2 aisselles + 1 maillot échancré et on recharge...</u> --> en pratique il faudra plus de 10 heures pour de simples demi-jambes

COMPARAISON E>ONE / LUMEA

Le 19 mars 2010

	E>One	Lumea
Durée entre les flashes	6 secondes	3 à 5 secondes (page 87)
Durée de vie	illimitée (1 K7 = 3000 flashes = épilation d'1 corps entier). Le E>One est conçu pour durer plus de 10 ans	40000 flashes et " conçu pour être utilisé par une seule personne " car après on jette l'appareil . Si on flashait 40000 fois sur le corps entier, cela permettrait de faire 6,5 séances tous les 15 jours donc l'appareil durerait 3 mois
CE Médical	Oui L'épilateur personnel E>One est le seul épilateur médical disponible pour le particulier.	Non
Etudes cliniques	faites avant la commercialisation du E>One et depuis 2008, 2 études cliniques sont en cours et prévues pour durée encore plusieurs années Nom des dermato sur notre site : Professeur Philippe HUMBERT – Chef du service de Dermatologie au CHU de Besançon Docteur Guy SIMONEAU – Statisticien au Service de Médecine Interne de l'Hôpital Lariboisière- Paris Docteur Gérard TOUBEL - Dermatologue Vice-Président du Groupe Laser à la Société Française de Dermatologie	" dermatologues de renom " (page 76) --> aucun nom, aucune info sur le site de Philips
Taille	44 x 22 x 22 cm	12 x 10 x 19,5 cm
Poids	8 kg (emballé)	1,3 kg (emballé)