

## X les precau<sup>2</sup> d'emploi.

- ✓ Vérifier le bon état général de l'appareil.
- ✓ Désinfecter le corps de l'app et les électrodes av<sup>t</sup> et ap. utilisation
- ✓ Vérifier q le potentiomètre soit sur zéro av<sup>t</sup> d'allumer l'app.
- ✓ Ne pas dépasser le min d'utilisation
- ✓ Ne pas utiliser près d'une source d'eau ou si le client est en contact avec de l'eau.
- ✓ Le client doit enlever ts ses bijoux
- ✓ Ne pas faire fi<sup>2</sup> l'app vs électrode
- ✓ Si l'électrode ne quitte pas su le peau il est possible de talquer la zone à TTT ou d'interposer une gaze stérile entre le peau et l'électrode