

Corrigé-type

LECON : PRATIQUE DE LA BEAUTE DES MAINS
COURS : BEAUTE DES MAINS ET PROTHESE ONGULAIRE

Réf. cours : 64670<074<04<04<310 CT

6167H

Numéro du devoir : 06

Ce corrigé type complète la correction de votre devoir.


LISEZ D'ABORD VOTRE DEVOIR CORRIGE.

Etudiez ensuite les réponses ci-dessous qui, même si vous avez obtenu une bonne note, seront pour vous un modèle de rédaction et de présentation pour vos prochains devoirs.

1. Les 4 principales dermatoses des mains sont :

- Kératoses,
- Les verrues,
- Les mycoses,
- Les eczémas de contact ou eczémas professionnels.

2. Schéma de la coupe transversale d'un ongle :



3. Les deux méthodes de désinfection sont :

- La stérilisation aux UV pour tout instrument propre et non humide
- Solutions antiseptiques

4. Le matériel et les produits utilisés :

Produits

- colle à faux ongles
- ramollisseur de capsules
- solution pour dissoudre le façonnage
- dissolvant sans acétone
- poudre blanche, transparente, rose, pour résine
- gel de base pour capsule gel
- gel de sculpture blanc transparent ou rose.

Matériel

- Limes à ongles avec un grain plus épais
- Ponce bloc
- Polissoir
- Capsules
- Pince guillotine
- Pinceau de façonnage
- Pansement de soie
- Ponceuse
- Lampe U.V. pour catalyse

5. Le remplissage se fait tous les 15 jours / 3 semaines en fonction de la pousse de l'ongle ;

6.

- TIP IT pour ongles naturels, plats, cassés, courts ou rongés. Forme carrée.
- PERFECT pour ongles naturels bombés, courts ou rongés. Forme carrée bombée.
- TRANSPARENTE pour tous types d'ongles rongés, pour un effet plus que naturel. Idéal pour les décors.
- FANTAISIE pour tous types d'ongles, motifs pré décorés.
- FRENCH PERMANENTE pour tous types d'ongles avec un léger bord libre. French impeccable.

On choisit la taille de la capsule en fonction de la largeur de l'ongle naturel et doit épouser la forme exacte.