

Vibrant, boue bentonite

H.F. Saturatrice  
(Avant Modelage)

Ventouse Anti rides.

## LA PEAU RIDÉE

Mécanique / crème hydratant

### Introduction

On la retrouve chez les personnes âgées.

### Caractéristiques

#### Le teint, le grain, le toucher

Dépend du type de peau.

#### La palpation superficielle

Épiderme fin.

#### La palpation profonde

Manque d'élasticité et de souplesse dû à la perte des fibres de collagène et d'élastine.

#### La circulation

Elle est déficiente.

#### Les Causes

- internes: vieillissement naturel, hérédité
- externes: pollution, soleil, tabac, alcool...

#### Le soin

##### But

- Atténuer les rides et les ridules
- Améliorer l'élasticité et la souplesse de la peau
- Redonner l'éclat à la peau


##### Fréquence

Une fois par semaine jusqu'à amélioration. Puis une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois.

## Déroulement

PHASE DE NETTOYAGE			
Techniques	Produits utilisés Principes actifs	Appareils	Effets/Propriétés
<b>Démaquillage</b> Yeux  Visage	Lotion démaquillante yeux ( <i>bleuet</i> ) Lait ou Crème démaquillante ( <i>gelée royale, lécithine de soja</i> ) Lotion florale hydratante ( <i>oligo-éléments, gentiane</i> )		-Élimine toute trace de maquillage sans irriter  - Parfait le démaquillage et rafraîchit - Apaise
<b>Épilation des sourcils</b>	Lotion antiseptique douce		Nettoyer la ligne des sourcils
<b>Exfoliation</b>	<b>Gommage mécanique</b> ( <i>poudre de corail</i> )		- Élimine les cellules mortes - Affine la couche cornée - Éclaircit le teint - Adoucit et lisse la peau - Améliore la pénétration des principes actifs
<b>Pulvérisation tiède</b>	Lotion florale hydratante ( <i>aloès</i> )	Lucas Championnière	- Dilate les ostia - Émollient - Apaisant - Hydratant

## PHASE DE TRAITEMENT

Techniques	Produits utilisés Principes actifs	Appareils	Effets/Propriétés
<b>Traitement spécifique</b> (2ème appareil)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspiration: ventouse fine et plate pour les rides (avant le modelage)</li> <li>- Vibrant: dans les rides suivi d'un lissage avec la petite boule en bakélite ou en plastique (avant le modelage)</li> <li>- Haute Fréquence: étincelage indirect avec électrode saturatrice sur les rides + techniques manuelles actives: petits pincements et pianottements (avant le modelage)</li> <li>- Ionophorèse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Créer un œdème qui regonfle les rides</li> <li>- Regonfle les tissus</li> <li>- Active la circulation sanguine donc stimule la régénération cellulaire</li> <li>- Pénétration en profondeur des principes actifs de la crème ou du sérum</li> </ul>
<b>Modelage</b> Effleurages de base + techniques manuelles spécifiques anti-rides	Crème de modelage nutritive et régénérante ( <i>huile de vison, gingko biloba, vitamine A et E...</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relaxe, assouplit les tissus</li> <li>- Améliore la circulation</li> <li>- Hydrate</li> <li>- Stimule le métabolisme cellulaire</li> <li>- Anti-rides</li> </ul>
<b>Masque</b>	Crème ( <i>collagène, élastine, bourrache...</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydratant</li> <li>- Donne de l'éclat</li> <li>- Régénérant, anti-rides</li> </ul>
<b>Pulvérisation fraîche</b>	Lotion florale hydratante ( <i>rose</i> )	Appareil à pulvérisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafraîchit</li> <li>- Tonifie</li> <li>- Hydrate</li> <li>- Stimule</li> </ul>
<b>Protection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sérum aqueux régénérant et anti-rides (<i>spiruline, collagène</i>)</li> <li>- Crème protectrice régénérante (<i>filtres UVA-UVB, NMF, centella asiatica,</i></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconstitue le FHL</li> <li>- Protège des rayons du soleil et des agressions extérieures</li> <li>- Maintient l'hydratation optimale</li> <li>- Apaise</li> </ul>

	<i>lécithine de soja...)</i>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Renforce les défenses naturelles contre les radicaux libres</li><li>- Lutte contre le vieillissement</li></ul>
--	------------------------------	--	--